


Phonak Bolero™ B



NUEVOS audífonos
recargables con
batería de ion-litio
integrada

Cuando puedes disfrutar 24 horas* oyendo con una sola carga,
vive la vida

A Sonova brand



PHONAK
life is on



Presentamos el nuevo Phonak Bolero B con tecnología recargable

De la mano del líder mundial en soluciones auditivas que cambian la vida, llega la nueva gama de productos Bolero B, con tecnologías innovadoras que convierten la audición en una actividad sin esfuerzo

Modelo recargable

- 24 horas* de audición con una sola carga
- Los audifonos recargables de carga más rápida que jamás hayan existido¹
- Fácil de utilizar y sin las complicaciones de las pilas desechables
- Innovadora batería recargable e integrada de iones de litio
- Resistente al agua y al polvo

Nuevo AutoSense OS™

- Rendimiento auditivo sin igual en ambientes sonoros cotidianos²
- Se adapta fácilmente y de forma automática a todos los entornos sonoros, sin necesidad de ajustar manualmente los audifonos^{3,4}

* Resultados esperados con carga completa y con hasta 80 minutos de transmisión inalámbrica. Consulte www.phonakpro.es/evidencias



Cuando puedes disfrutar 24 horas* oyendo con una sola carga, vive la vida

Phonak Bolero B-PR cuenta con una batería de ion-litio especialmente diseñada, integrada y recargable que ofrece 24 horas* de audición con una sola carga.

Los audífonos recargables Phonak Bolero B-PR combinan nuestra última tecnología de alto rendimiento con **tecnología innovadora en materia de baterías**.

No más complicaciones con pilas desechables pequeñas y difíciles de manejar. Ahora, puede disfrutar de la libertad y la confianza de saber que Bolero B-PR se carga cómodamente y está listo para acompañarle durante los largos días... y las noches, si es necesario.

* Resultados esperados con carga completa y con hasta 80 minutos de transmisión inalámbrica.
Consulte www.phonakpro.es/evidencias

Opciones de carga inteligentes

Bolero B-PR le ofrece **24 horas*** de audición con una simple **carga de 3 horas**. Si tiene prisa, puede contar con una carga breve de 30 minutos que le proporcionará hasta 6 horas de rendimiento completo. Además, Bolero B-PR cuenta con **opciones de carga inteligentes y fáciles de usar** para cargar los audífonos esté donde esté, sin tener que preocuparse de que se agote la carga de las pilas.



BTE Phonak Charger Case
Estuche cargador para audífonos recargables BTE. Un cargador, un kit de secado y una carcasa rígida en un solo producto.



Phonak Power Pack
Base acumuladora para estuche cargador. Ideal para viajes cortos en los que no se dispone de fuentes de alimentación.



BTE Phonak Mini Charger
Mini cargador para audífonos recargables. La solución de carga más compacta.

* Resultados esperados con carga completa y con hasta 80 minutos de transmisión inalámbrica.
Consulte www.phonakpro.es/evidencias

Satisfacción demostrada con las soluciones recargables de Phonak

Las principales ventajas de las soluciones recargables observadas por los usuarios



- 1 facilidad de uso
- 2 rendimiento auditivo
- 3 carga en cualquier momento

i Un estudio realizado para investigar la satisfacción con el audífono recargable de Phonak. Esto incluía la vida útil de la pila, el tiempo de carga, la facilidad de uso y el diseño del audífono y el cargador.**

Satisfacción del usuario




¿Cargar una pila o cambiarla?

Los usuarios piensan que cargar una pila es más fácil.



Recomendación profesional



** Field Study News: La solución auditiva recargable de Phonak, junio de 2016
Field Study News: La solución auditiva recargable de Phonak, parte 2, en desarrollo, diciembre de 2016 (disponibilidad anticipada)



Cuando tu audífono se adapta a cada sonido automáticamente, vive la vida

El sonido está en todas partes y cambia constantemente en función de su ubicación. Por eso escuchar es un auténtico desafío y la tarea que deben desempeñar los audífonos es muy compleja.

Lo que hace que Bolero B y Bolero B-PR sean tan especiales es un sistema operativo exclusivo llamado **AutoSense OS**, que detecta el entorno y ajusta los audífonos en cada paso del camino. Solo debe encenderlos y el resto es automático.

No importa dónde esté o lo que esté haciendo. Los audífonos Bolero B se han creado para simplificar su vida. Y, ahora, con el nuevo Bolero B-PR recargable, puede disfrutar de **24 horas*** de audición con una sola carga.

* Resultados esperados con carga completa y con hasta 80 minutos de transmisión inalámbrica. Consulte www.phonakpro.es/evidencias

Totalmente automático para una audición sin esfuerzo en cualquier lugar

AutoSense OS **analiza los sonidos que le rodean** cada 0,4 segundos y puede identificar si se encuentra en un restaurante ruidoso, en el coche, en una sala de conciertos o en su casa. Aprovecha **varias funciones y las combina para** crear más de 200 ajustes diferentes para adaptarlos con **precisión a su entorno sonoro exacto**.

Sin tener que ajustar los audífonos manualmente, puede disfrutar de un rendimiento auditivo y una calidad sonora sin precedentes... allá donde le lleve la vida.^{3,4}

Porque dos oídos oyen mejor que uno

Cuando su entorno es ruidoso, le resulta difícil entender lo que se está diciendo. Para poder funcionar con eficacia, AutoSense OS utiliza una tecnología llamada tecnología Binaural VoiceStream™.

Dos oídos oyen mejor que uno y esto no cambia cuando lleva audífonos. La tecnología Binaural VoiceStream™ está diseñada para afrontar ambientes sonoros complejos **simulando lo que hace el cerebro con los sonidos de ambos oídos**. Esta combinación de dos audífonos garantiza que **se beneficie de la audición del habla en ambos oídos**, en especial, en un entorno ruidoso, por teléfono o cuando no puede situarse frente al orador.



Mayor rendimiento auditivo en las situaciones donde más lo necesita

Mayor comprensión verbal en entornos ruidosos

Se produce una mejora de un 60 % al centrarse en una sola voz en comparación con los resultados obtenidos sin llevar audífonos.⁴

Mejora de la comprensión verbal

Se ha mejorado en un 20 % gracias a la selección automática de los ajustes idóneos para ambientes sonoros cotidianos.^{2,3}

Audición en el coche

Se ha reducido el esfuerzo al escuchar conversaciones en vehículos en un 37 % en comparación con tecnologías anteriores.⁵

Audición cuando se habla en voz baja

La comprensión verbal suave ha mejorado un 10 % con nuestros productos más reciente.⁶

Experiencia musical natural

El audífono mejor valorado para obtener calidad sonora al escuchar música.⁷

El Bolero B se presenta en cuatro modelos, varios niveles de rendimiento y nueve colores para adaptarse a sus necesidades individuales



Bolero B-M

Bolero B-P

Bolero B-SP

Incluye un modelo recargable innovador



Bolero B-PR con bobina inductiva y control de volumen



Beige arena
P1

Sándalo
P3

Castaño
P4

Champán
P5

Gris plata
P6

Gris grafito
P7

Negro aterciopelado
P8

Blanco alpino
T7

Beige
O1



Resistente al agua y al polvo (IP68)

Accesorios inalámbricos de Phonak para potenciar los audífonos

Phonak cuenta con una gama de accesorios inalámbricos para mejorar el rendimiento de los audífonos si es necesario.

Para permitir que tenga una mayor comprensión mientras ve la tele, habla por teléfono o escucha música, hemos desarrollado soluciones inalámbricas que se adaptan a todas sus necesidades. También le permiten participar completamente en ambientes ruidosos o cuando hay cierta distancia entre usted y

el orador, o bien cuando hay varios oradores.

Phonak ofrece soluciones inalámbricas Roger dedicadas para el espacio de trabajo moderno, donde la comunicación es la clave para el éxito. Estas soluciones, compatibles con prácticamente todos los audífonos, le ayudan a centrarse en el trabajo y no en su audición.



Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.

www.phonak.es